

# ขั้นตอนการใช้งาน

## ชุดตรวจ Covid – 19 Antigen Test Kit

### ชุดอุปกรณ์



ก้านไม้สวอป




หลอดน้ำยาสกิด



ตลับทดสอบ



ถุงใส่ขยะติดเชื้อ



คู่มือการใช้งาน

### ขั้นตอนการทดสอบ



1

อ่านคำแนะนำการใช้งาน



2

ล้างมือให้สะอาด



3

สอดไม้สวอปเข้าไปในโพรงจมูกทั้งสองข้าง ลึกประมาณ 1.5 ซม. หมุนซ้ำๆ 5 ครั้ง



4

จุ่มไม้สวอปลงไปหลอดน้ำยาสกิด และหมุนไม้สวอป 10 ครั้ง โดยในขณะนั้นให้ทำการบีบหลอดให้แน่น



5

หยดตัวอย่าง 5 หยดลงในหลุมตัว S ของตลับทดสอบ



6

จับเวลา 10 - 15 นาที เพื่ออ่านผลการทดสอบ

### การแปลผล




ผลบวก



ผลลบ



แปลผลไม่ได้



C  
T

หากมีผลเป็น**บวก** : แจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้านและแยกกักตัว  
หากมีผลเป็น**ลบ** : กรณีมีความเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว และทำการตรวจซ้ำเมื่อผ่านไป 3-5 วัน



**ห้าม!!** อ่านผลการทดสอบหลัง 20 นาที

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์



[www.upmed.up.ac.th](http://www.upmed.up.ac.th)



054-466686 ต่อ 7000

